





INTER LINX

固定型歩行器

取扱説明書

[使い方]

腕を広げておろし、ハンドルは手首の高さにし、ハンドグリップを握り、ひじは20度～30度に固定してください



注意:

- 通路の電気コード
- ぬれた床
- おもちゃの破壊物の破片
- 家具
- ドア・ドアノブ
- 床の段差

その他の注意事項:

1. 補助用品（リアブレーキ・5インチホイール・3インチホイール）の使用にしましては弊社純正部品をご利用下さい。※他社製品を取付されますと重大な事故・ケガの原因となります。
2. リアブレーキは後脚左右へ取り付けて下さい。タイヤホイールは前脚左右へ取り付けて下さい。※ 全ての脚及び片前輪・片後輪にタイヤホイールを取り付けますと重大な事故・ケガの原因となりますのでお止め下さい。
3. 左右均一に力をかけてください。
4. 階段やエスカレーターでのご使用は避けてください。

株式会社インターリンクス

〒462-0063

愛知県名古屋市北区丸新町 390 番地 リンクスビル

TEL:052-901-8181

FAX:052-901-8185

保証書

お買い上げいただきました製品を取扱説明書に従った正常な使用状態において、製品の不具合が生じた場合は、消耗部分を除き保証規定に従い、その物品を弊社検品の上、保証対象の場合のみ無償で(株)インターリンクスが修理を行います。

必ずお買い上げ日・販売店印・お客様のご住所・お電話番号を本保証書にご記入の上、レシートまたは領収書を添付したうえで保管してください。販売店印が無いものは無効となります。

保証規定

- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 取扱説明書に従った正常な使用状態による不具合が対象です。
- 保証期間内でも以下の場合には有料となります
 - (ア) 保証書のご提示がない場合
 - (イ) 本保証書の所定事項の未記入、記載内容の書き換えが認められた場合
 - (ウ) 日用使用および経年劣化による消耗
 - (エ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、事故、公害および盗難などの外部要因による不具合
 - (オ) 落下による不具合または損傷
 - (カ) 弊社認定販売店以外による改造が認められた場合
 - (キ) 取扱説明書で表示された正しいご利用が認められない場合

お客様名	お名前
	ご住所 〒 -
	電話 ()

ご購入日 年 月 日	
販売店	店名
	住所 〒 -
	電話 ()

株式会社インターリンクス

〒462-0063 名古屋市北区丸新町 390 番地 リンクスビル
TEL: 052-901-8181(代表) FAX: 052-901-8185